

ДУШИ, КАФЕДРЫ, БОКСЫ

Душ для души

Душ – водолечебные процедуры, при которых на тело воздействуют водой в виде струи или многих струй дозируемой температуры и давления.

Их физиологическое действие зависит от силы механического раздражения – удара воды, «жесткости» струи и объема подаваемой на тело человека воды в единицу времени, а также степенью отклонения температуры воды от так называемой индифферентной температуры. Различают души с постоянной температурой воды – холодные (ниже 20°C), прохладные (20–33°C), так называемые индифферентные (34–36°C), теплые (37–39°C), горячие (40°C и выше); с переменной температурой воды.





Для лечебных и профилактических целей применяют обычный дождевой душ; пылевой — с очень тонкими струйками; игольчатый — с водой, проходящей в дождевой сетке через вертикальные трубочки диаметром 0,5—1 мм; циркулярный — в виде тонких струек воды, направляемых горизонтально на тело человека со всех сторон; восходящий дождевой (промежностный) душ; душ Шарко — в виде плотной струи воды под давлением; веерный, при котором плотная струя воды разбивается наподобие веера; шотландский — в виде двух плотных струй воды контрастных температур (25—10°С и 37—45°С), попеременно направляемых на пациента (при направлении воды на грудь и область половых органов плотная струя разбивается на веер). Все души выполняются с регулированием температуры и давления воды.

Наши партнеры

- Meden-Inmed (Польша)
- Chirana Progress (Словакия)
- Physiotechnica (Россия)
- Trautwein (Германия)
- Vagnerplast (Словакия)
- ГИДРОВИТ (Россия)
- Tulo (германия)
- BEKA HOSPITEC GMBH (Германия)
- Unbescheiden GmbH (Германия)

Виды:

- Душ Виши
- Душ восходящий
- Душ впечатлений
- Душ дождевой
- Душ реабилитационный
- Душ струевой
- Душ циркулярный
- Душ Шарко
- Душевые кафедры
- Гидромассажные боксы
- Дополнительное оборудование для душа