


БАССЕЙНЫ

Бассейны могут быть как отдельно стоящая конструкция, так и встроенная в какое-либо помещение. Можно полностью новое помещение выстроить под бассейн. Помимо самой конструкции, бассейны оснащаются подъемниками, лесенками, поручнями, тракционным оборудованием и т.д.

Терапевтический бассейн применяется для различных упражнений в воде (кинезитерапии) и аквагимнастики и может быть установлен в больницах, реабилитационных центрах, медицинских и спортивных учреждениях. Конструкция бассейна изготавливается из нержавеющей стали – это наиболее гигиеничный материал, легко поддающийся дезинфекции и уходу. Боковые стенки, выполненные из специального стекла, не допускающего оптических искажений, гарантируют выполнение упражнений под полным контролем терапевта, который может наблюдать за пациентом и корректировать его движения снаружи со всех четырех сторон бассейна.





**BEKA HOSPITEC GMBH (Германия) –
основной партнер по установке
самостоятельных конструкций**