

СУХИЕ ВАННЫ

Технология бесконтактного гидромассажа основана на гидравлическом воздействии потоков воды, без прямого «мокрого» воздействия. Массажные усилия передаются от перемещаемых по заданной программе гидрофорсунок через специальную пленку. Уникальность установки заключается в наличии подвижных гидрофорсунок, которые, перемещаясь относительно плоскости расположения пациента, обеспечивают высокую эффективность гидромассажа. Бесконтактный гидромассаж обеспечивает релаксацию и высокоэффективный массаж. Снижает мышечный тонус, устраняет спазм, способствует общему расслаблению.

Углекислые ванны представляют собой установку, благодаря которой на тело человека действует точно подогретый увлажненный углекислый газ. Проникая в организм через кожу, он обеспечивает значительное расширение сосудов кожи за счет непосредственного и рефлекторного воздействия на стенки артерий и капилляров.

Такие ванны оказывают положительное действие на центральную нервную систему, улучшают кровообращение и газовый обмен в тканях. Их применяют при комплексной медицинской реабилитации после инсульта и для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

